

**CZ****Návod na použití soupravy ALKOHOLTEST**

Souprava slouží pro jednorázové orientační zjištění alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

**Postup zkoušky:** 1. Odstranit obě zátky na trubičce. 2. Zasunout trubičku ALTIK do balonku a z druhé strany nasadit náustek.

3. Profouknout trubičku jedním dechem v průběhu 20 s až do úplného naplnění balonku. Trubička se zahřívá.

4. Výsledek zkoušky vyhodnotit 2 minuty od úplného naplnění balonku.

**Vyhodnocení:** Zabarvením nejtmašších zrn v náplni porovnat s etalonem na trubičce. Intenzita zbarvení náplně je závislá na množství alkoholu v dechu.

**Upozornění:** Jestliže výsledek překračuje limit ve státě použití, **NEŘIŘTE!** Každou trubičku ALTIK lze použít pouze jednou. Bezprostředně po popužití ústní vody, čištění zubů, pohybu v prostředí nasyceném parami alkoholu, po kouření, po použití likérových bonbonů a zákusku, ovocných šťáv a některých léků a přípravků obsahujících alkoholy je nutno se zkouškou vyčkat 20 min. Minimální teplota trubičky před zkouškou musí být +10°C, krátce ohřát v dlaní. Nerozebírejte trubičku, při kontaktu k krystalickou náplní může dojít k zarudnutí kůže. Chraňte před dětmi. Použité trubičky ALTIK vyhodte do běžného odpadu. Za nevhodné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření nenese výrobce nebo distributor žádnou odpovědnost.

**Skladování:** Skladovat v původních obalech, na suchém místě s teplotou v rozmezí +5°C do +40°C, bez prudkých výkyvu teplot. Chraňte před světlem.

**SK****Návod na použitie súpravy ALKOHOLTEST**

Súprava slúži pre jednorázové orientačné zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

**Postup skúšky:** 1. Odstrániť obe zátky na trubičke. 2. Zasuňte trubičku alternátor do balónika a z druhej strany nasadiť náustok.

3. Profúknu trubičku jedným dychom v priebehu 20 s až do úplného naplnenia balónika. Trubička sa zahrieva.

4. Výsledek skúšky vyhodnotiť 2 minúty od úplného naplnenia balónika.

**Vyhodnotenie:** Zafarbením najtmavších zrn v náplni porovnať s etalónom na trubičke. Intenzita zafarbenia náplne je závislá na množstvo alkoholu v dychu.

**Upozornenie:** Ak výsledok prekračuje limit v štáte použitia, neviest' motorové vozidlo! Každú trubičku alternátor možno použiť iba raz. Bezprostredne po popužití ústne vody, čistenie zubov, pohybu v prostredí nasýtenom parami alkoholu, po fajčení, po použití likérových cukríkov a zákusku, ovocných štiav a niektorých liekov a prípravkov obsahujúcich alkoholy je nutné sa skúškou vyčkat' 20 min. Minimálna teplota trubičky pred skúškou sa + 10°C, krátko ohriať v dlaní. Nerozoberajte trubičku, pri kontakte k kryštalickou náplňou môže dôjsť k začervneniu kože. Chráňte pred deťmi. Použité trubičky alternátor vyhodte do bežného odpadu. Za nevhodné použitie alebo nedodržania bezpečnostných opatrení nenesie výrobca alebo distribútor žiadnu zodpovednosť.

**Skladovanie:** Skladovať v pôvodných obaloch, na suchom mieste s teplotou v rozmedzí + 5°C do + 40°C, bez prudkých výkyvu teplôt. Chráňte pred svetlom.

**HU****ALKOHOLTEST szett használati útmutató**

A szett a kilégzett levegőben lévő alkohol mennyiségének egyszteri hozzávetőleges megmérésére szolgál.

**A teszt lépései:** 1. Távolítsa el a cső mindkét dugóját. 2. Helyezze be az ALTIK csövet a ballonba, és helyezze be a szájrészt a másik oldalról. 3. Fújja a csövet egy levegővel 20 másodpercig, amíg a ballon teljesen fel nem fújódik. A cső bemelegszik.

4. A teszt eredményét 2 perccel a ballon teljes felfújása után értékelje ki.

**Kiértékelés:** Hasonlítsa össze a csőben lévő sötétebb szemeket a csövön lévő mintával. A töltet színintenzitása függ a kilégzett levegőben lévő alkohol mennyiségétől.

**Figyelmeztetés:** JHa az eredmény meghaladja az adott ország maximális megengedett határértékét, **NE VEZESSEN!**

Minden ALTIK csövet csak egyszter lehet használni. Közvetlenül a szájvíz használata, fogmosás, alkoholos gőzzel telített környezetben történő mozgás, dohányzás, likőrös cukorka és desszert, gyümölcslevek és bizonyos alkoholokat tartalmazó gyógyszerek használata esetén, fogyasztása után 20 percet várni kell a teszttel. A cső minimális hőmérsékletének a vizsgálat előtt +10°C-nak kell lennie, rövid ideig melegítenie a tenyerében. Ne szerelje szét a csövet, a kristályos töltettel való érintkezés irritálhatja a bőrt. Gyermekektől távol tartandó. A használt ALTIK csöveket a normál hulladékkal kell ártalmatlanítani.

A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a biztonsági előírások nem megfelelő használatáért vagy be nem tartásáért.

**Raktározás:** Az eredeti csomagolásában, száraz helyen, + 5°C és + 40°C közötti hőmérsékleten, hirtelen hőmérséklet-ingadozás nélkül tárolandó. Védje a fénytől.

